

Masques FFP2 : jusqu'à quand pouvoir les utiliser sans danger ?



Position du problème :

Plusieurs EPRI ont questionné le CPias sur la possibilité d'utiliser des masques FFP2 périmés.

Ce que disent les recommandations ...

Instruction MINSANTE/CORRUSS n°20220_20 sur la conduite à tenir pour l'utilisation des masques FFP2 avec une date de péremption dépassée

Utilisation de masques périmés après vérification des conditions de stockage des masques : zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25°C.

Remarque : cette instruction a été diffusée en contexte de pénuries de masques FFP2 et constituait un pis-aller en cas de manque de masques (cela est rappelé dans la première partie de l'instruction).

Ordre national des pharmaciens. Questions / réponses sur les solutions hydroalcooliques (SHA) et masques FFP2 périmés

Leur utilisation est possible au regard de l'instruction MINSANTE/CORRUSS n°20220_20 sur la conduite à tenir pour l'utilisation des masques FFP2 avec une date de péremption dépassée, en vérifiant les conditions de stockage des masques (zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25°C).

INRS. Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions

Les appareils de protection respiratoire sont sujet à un vieillissement naturel. C'est pourquoi ils ont une date de péremption au-delà de laquelle leur efficacité ne peut être garantie.

Les masques médicaux peuvent ne pas comporter de date de péremption. Ils pourront être utilisés après vérification de leur apparence, du bon état des fixations et du respect des conditions de stockage (zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25° C).

GERES. Atelier sur les masques

Un masque FFP dont la date de péremption est dépassée peut-il être utilisé par les soignants sous réserve que :

- délai de péremption < 24 mois
- conditions de stockage strictes : zone sèche et ventilée ; température comprise en 15 et 25°C
- critères à vérifier : intégrité du filtre et du conditionnement, couleur du masque, solidité des élastiques et de la barrette nasale
- réaliser un test d'ajustement fit check

Au final, que retenir ?

Si la date de péremption est inférieure à 24 mois, que les masques sont stockés dans un endroit propre et au sec et que leur examen ne montre pas de défaillance (élastique, ...), alors on pourrait les utiliser.

En dehors, on les élimine.

