

BONNES PRATIQUES DU PORT DE MASQUE POUR LA PROTECTION DU PROFESSIONNEL ET DU PATIENT/RÉSIDENT

Indications :

- Port systématique du masque par le professionnel lors de situations à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou tout autre liquide biologique d'origine humaine.
- Port systématique du masque par le professionnel en cas de symptômes ORL ou respiratoires (toux, éternuements, mal de gorge).
- Port systématique du masque par le professionnel dans le cadre de précautions complémentaires gouttelettes.
- Port systématique du masque par le patient/résident en cas de symptômes ORL en dehors de la chambre (toux, éternuements, mal de gorge).



Manipuler le masque en toute sécurité :

1. **Réaliser une désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique** avant de prendre un masque dans la boîte par les élastiques/liens



2. **Positionner correctement** le masque :

- Déplier le masque
- Poser le masque sur le visage (côté coloré ou possédant l'inscription de la marque du masque ou la mention « EXT » à l'extérieur, barrette nasale en haut)
- Attacher les liens / mettre les élastiques derrière les oreilles, sans les croiser
- Pincer la barrette nasale pour ajuster l'étanchéité du masque



Le masque doit couvrir totalement le nez + bouche + menton



3. **Une fois positionné, ne plus le toucher**



-
4. **Le changer** dès qu'il est mouillé (éternuements, toux) ou ***a minima* toutes les 4 heures**



5. **Retirer le masque** en le manipulant par les élastiques/liens et **l'éliminer** dans la poubelle pour les DASND

6. **Réaliser une désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique**

